



# ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI  
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



*Dove nasce un sorriso...  
Where smile rises...*

## Ортодонтия

*Orthodontics*



## Универсальные щипцы

Universal Pliers



**5801-1**

Universal

Универсальные щипцы для сгиба проволоки до 0,9 мм или разрезания проволоки до 0,7 мм.

Universal pliers for bending wires up to 0,9 mm (.035") or cutting up to 0,7 mm (.028").



**5801-3**

Universal

Универсальные щипцы для сгиба проволоки до 0,9 мм или разрезания проволоки до 0,7 мм.

Universal pliers for bending wires up to 0,9 mm (.035") or cutting up to 0,7 mm (.028").



**5802**

Waldsachs

Waldsachs универсальные щипцы для сгиба проволоки до 1,0 мм или разрезания проволоки до 0,7 мм.

Waldsachs universal pliers for bending wires up to 1,0 mm (.039") or cutting up to 0,7 mm (.028").

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers

■ Петлеобразующие щипцы  
Loop forming pliers



5809-1

Tweed

Петлеобразующие щипцы для формирования петель для круглой или прямоугольного сечения проволоки до 0,56x0,7 мм. Взаимозаменяемые цилиндрические концы трех размеров. Конец с углублением с тонкими параллельными насечками чтобы наилучшим образом держать проволоку.

Tweed Loop Forming Pliers. For round or rectangular wires up to 0,56 x 0,7 mm. (.022" x .028"). Replaceable cylindrical beak with three sizes: 1,15 mm. (.045"), 1,50 mm. (.059"), 1,90 mm. (.075"). Concave beak with slight parallel serrations, to keep the wire in proper position.



5806

щипцы с круглыми углублениями для формирования петель или сгибания тонкой круглой или прямоугольной проволоки до 0,5 мм.

Round-Concave pliers for loop forming and bending of thin round and square wires up to 0,5 mm. (.020").



5800

Nance

Nance щипцы для формирования петель, для сгиба или закрывающих петель и специальные щипцы для кламмеров Адамса. Проволока до 0,7 мм.

Nance loop closing pliers, for bending of stop loops and special pliers for Adams' clasps. Wires up to 0,7 mm. (.028").



5809-2

Tweed

Петлеобразующие щипцы для формирования петель. Чтобы превосходно делать петли Омега из круглой или прямоугольного сечения проволоки до 0,56x0,7 мм. Концы с углублениями точно такие же как для щипцов 5809-1.

Tweed Loop Forming Pliers. For making perfect Omega Loops with round or rectangular wires up to 0,56 x 0,7 mm. (.022" x .028"). The concave beak is exactly the same as pliers 5809-1.



5809-3

Tweed

Щипцы для формирования петель одного диаметра. Проволока до 0,56x0,7мм. Взаимозаменяемые концы с углублениями имеют секцию только 1 диаметра 1,5мм.

Single diameter loop forming pliers. Wire up to 0,56 x 0,7 mm. (.022" x 0,28"). Replaceable concave beak has only one diameter section of 1,50 mm. (.059") .

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



Щипцы для лингвальной дуги используются для формирования двойного или тройного загиба из проволоки 0,7 мм для введения в лингвальную поверхность.

Lingual arch pliers used to form double and triple back bends in 0,7 mm. (.028") or 0,9 mm. (.035") wire for insertion in lingual sheaths.



Полезные и специальные щипцы Weingart с насечками на концах

Utility and speciality pliers Weingart pliers with serrated tips.



"DE LA ROSA" щипцы для формирования дуги. Для придания формы и контуров дуги на круглой или прямоугольного сечения проволоки. Концы имеют насечки 0,4 мм, 0,46 мм и 0,56 мм.

De La Rosa arch forming pliers. Designed to form and contour arch wires on round or rectangular wire. The beak has grooves of 0,4 mm. (.016"), 0,46 mm. (.018") and 0,56 mm (.022").



Щипцы для формирования дуги с поверхностью без насечек для формирования точных дуг.

Arch forming pliers with a non-grooved contouring surface for the forming of precise arches.

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



5826-1

Щипцы для удаления брекетов прямого крепления с "мягкими" накладками на концах. Разработаны для быстрого, комфорtnого удаления брекетов прямого крепления и удаления остатков клея. Мягкий конец.

Direct bonding bracket remover with "Wide beak" pad. Designed for quick, comfortable removal of direct bonded brackets and elimination of adhesive residues. Wide tip.

T

5826-CR1

4,4 mm.(1/4")

Сменные накладки для щипцов 5826-1-2, 5828-1-2

Replacement pads for pliers 5826-1-2, 5828-1-2

T

5826-CR2

4,8 mm.(3/16")

Сменные накладки для щипцов 5826-1-2, 5828-1-2

Replacement pads for pliers 5826-1-2, 5828-1-2



5826-2

Щипцы для удаления брекетов прямого крепления с "узкими" накладками на концах. Похожи на 5826-1.

Direct bonding bracket remover with "Narrow beak" pad. Similar to 5826-1.

#### Pinze per rimuovere bande

Band removers pliers



5828-1

Щипцы с коротким носиком для простого удаления стяжки. Сменные пластиковые накладки.

Short nose pliers for easy band removal. Interchangeable plastic pad.



5828-2

для удаления задней дуги (длинные). Эти длинные щипцы великолепны для удаления задней дуги и также используются для удаления брекетов прямого крепления.

Posterior band remover (long). These long style pliers are excellent for posterior band removing, also used to remove direct bonding bracket.

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers

#### Лигатурные щипцы и кусачки Ligature pliers and wire cutters



5832



5832-1TC

с  
карбидовыми  
вставками



5833



5833-1TC

с  
карбидовыми  
вставками

Кусачки для проволоки. Для лигатурной проволоки и концов. Достаточно сильные, чтобы согнуть концы дуги после дистального перекусывания. Максимально способны перекусить до 0,56x0,7 мм.

Wire cutter. For ligature wires and pins. It is strong enough to bend archwire ends after distal cutting. Maximum cutting capacity up to 0,56 x 0,7 mm. (.022" x .028").

Micro-miniature light wire cutter. It cuts soft ligature wires. For use in case of limited access. Caution: maximum cutting capacity: soft ligature wire up to 0,30 mm. (.012").

Micro-miniature light wire cutter. It cuts soft ligature wires. For use in case of limited access. Caution: maximum cutting capacity: soft ligature wire up to 0,30 mm. (.012").



5880-1



5880-2

с  
карбидовыми  
вставками



5880-3TC

с  
карбидовыми  
вставками

Кусачки для проволоки. Для лигатурной проволоки и концов. Достаточно сильные, чтобы согнуть концы дуги после дистального перекусывания. Максимально способны перекусить до 0,9 мм.

Wire cutter. For ligature wires and pins. It is strong enough to bend archwire ends after distal cutting. Maximum cutting capacity: up to 0,9 mm. (.036").

Кусачки для проволоки. Для лигатурной проволоки и концов. Достаточно сильные, чтобы согнуть концы дуги после дистального перекусывания. Максимально способны перекусить до 1,5 мм. С карбидовыми вставками.

Wire cutter. For ligature wires and pins. It is strong enough to bend archwire ends after distal cutting. Maximum cutting capacity: wires up to 1,5 mm. (.044").

Кусачки для проволоки. Для лигатурной проволоки и концов. Достаточно сильные, чтобы согнуть концы дуги после дистального перекусывания. Максимально способны перекусить до 1,2 мм. С карбидовыми вставками.

Wire cutter. For ligature wires and pins. It is strong enough to bend archwire ends after distal cutting. Maximum cutting capacity: wires up to 1,2 mm. (.044").

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers

#### ■ Дистальные кусачки Distal end cutters

с  
карбидовыми  
вставками



5836



5836-1TC



5837

Дистальные кусачки -безопасный захват- точные кусачки, разработанные для дистальной дуги, обкусываемой во рту пациента. Они обкусывают твердую проволоку и помогают избежать потери дистальных концов, предупреждая любое поражение ткани ротовой полости.

Максимально способны перекусить проволоку прямоугольного сечения до 0,56 мм, круглую проволоку - до 0,5 мм.

Distal end cutter -safety hold- a precision cutter designed for distal arch cutting in the patient's mouth. It cuts hard wires and holds the loose distal end preventing any damaging of oral tissue. Maximum cutting capacity rectangular wires up to 0,56 x 0,7 (022" x .028"), round wires up to 0,5 mm. (.020").

micro - кусачки для дистальных концов - безопасный захват.  
Похожи на 5836.

Micro-distal end cutter -safety hold-.  
Similar to 5836.

#### ■ D.B. щипцы для удаления брекетов D.B. bracket remover pliers



5824-1



5825

брекеты прямого крепления (мягкие). Приспособление для удаления с прочным захватом для легкого резцово-десневого (вертикального) использования или, в случае необходимости, средне-дистального (горизонтального) использования с той же легкостью.

Direct bonding bracket remover (wide). The removers grip firmly for easy incisal-gingival (vertical) use or, if needed, for mesial-distal (horizontal) use with the same ease.

Для удаления прямого крепления (изогнутый). Для удаления всех приклеенных деталей. Может использоваться в средне-дистальных (горизонтальных) или резцово-десневых (вертикальных) областях в передних отделах. Превосходно изогнут для облегчения доступа к сложным боковым отделам.

Direct bond attachment remover (angled). For removing all bonded attachments. May be used mesial-distal (horizontal) or incisal-gingival (vertical) in anterior areas. Angled perfectly for easy access to difficult posterior areas.

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



Щипцы для толстой проволоки с закругленными углублениями.  
Для формирования петель из твердой замковой проволоки или  
проводки губной дуги до 0,8 мм.

Round and concave heavy wire pliers. For forming loops in hard clasp  
wires or labial arch wires up to 0,8 mm. (.032").



Johnson щипцы для контурной стяжки.  
Johnson pliers. Contouring band pliers.



Щипцы для формирования петель. Young щипцы для проволоки до 0,7 мм  
Loop forming pliers. Young pliers. Wires up to 0,7 mm. (.028").



"NANCE" щипцы для закрывающих петель. С 4 шаговым концом  
для формирования петель различных размеров из круглой и  
прямоугольного сечения проволоки до 0,7 мм.

Nance loops closing pliers Nance style. With 4 steps tip for forming  
various size loops in rectangular and round wires, up to 0,7 mm. (.028").

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



**5864**

Щипцы для сгиба проволоки, для проволоки до 0,9 мм.

Wire bending pliers, for wires up to 0,9 mm. (.036").



**5865**

Двойные с закругленными щечками щипцы для сгиба проволоки, для проволоки до 0,7 мм.

Double rounded jaw wire bending pliers, for wires up to 0,7 mm. (.028").



**5866**

Angle

Щипцы Angle птичий клюв для сгиба круглой, квадратного или прямоугольного сечения проволоки до 0,7 мм.

Bird Beak Angle pliers for bending round, square or rectangular wire up to 0,7 mm. (.028").



**5868**

Двойные с закругленными щечками щипцы для сгиба проволоки, для проволоки до 0,7 мм.

Double rounded jaw wire bending pliers, for wires up to 0,7 mm. (.028").



**5838**

Angle

Щипцы Angle птичий клюв для сгиба круглой, квадратного или прямоугольного сечения проволоки до 0,7 мм. С кусачками.

Bird beak pliers for bending round, square or rectangular wire up to 0,7 mm. (.028"). With cutter.

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



5867-1  
Adams

Щипцы "ADAMS" для сгиба проволоки до 0,7 мм.

Adams pliers for bending wires up to 0,7 mm. (.028").



5867-2

Adams

Щипцы "ADAMS" для сгиба проволоки до 0,7 мм.

Adams pliers for bending wires up to 0,7 mm. (.028").



5870

Tweed

Щипцы для формирования петель из проволоки до 0,56 мм.

Tweed loop forming pliers. For forming loops in wires up to 0,56 mm. (.022").

#### Щипцы для затягивания Torquing pliers



5869-1

Aderer

Aderer щипцы с тремя щечками для сгиба проволоки. Для проволоки до 0,7 мм.

Aderer three jaws bending pliers. For wires up to 0,7 mm. (.028").



5869-2

Aderer

Aderer щипцы с тремя щечками для сгиба проволоки. Для проволоки до 0,7 мм.

Aderer three jaws bending pliers. For wires up to 0,7 mm. (.028").

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



**5871**

Легкие щипцы птичий клюв для сгиба круглой, квадратного и прямоугольного сечения проволоки до 0,4 мм.

Light Bird Beak pliers for bending round, square or rectangular wires up to 0,4 mm. (.016").



**5872-1**

Tweed (Angle)

Tweed (Angle) щипцы для сгиба дуги - короткие. Щипцы с концами (10мм), разработанными для удобного держания проволоки квадратного или прямоугольного сечения. Лезвия параллельны на 0,5 мм открытия щипцов.

Tweed (Angle) arch bending pliers - short - Pliers with beaks (10 mm.) designed for convenient handling of square or rectangular wires the blades are parallel at 0,5 mm. (.020") pliers' opening.



**5874-1**

How

How универсальные щипцы. Хорошо сбалансированные для оптимального контроля. Полностью безопасные для губ концы.

How pliers Universal well balanced for optimum control.  
Completely lip-safe beaks.



**5874-2**

How

How универсальные щипцы изогнутые 45°. Хорошо сбалансированные для оптимального контроля. Полностью безопасные для губ концы.

How Universal pliers - curved 45° well balanced for optimum control.  
Completely lip-safe beaks.

## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers



**5875-1**

Щипцы с плоским носиком с гладкими концами для сгиба проволоки до 0,7 мм.  
Flat nose pliers with smooth beaks for bending wires up to 0,7 mm. (.028").



**5875-2**

Сгиб проволоки до 0,7 мм.  
Bending wires up to 0,7 mm. (.028").



**5876-1**

Сгиб проволоки до 0,7 мм.  
Bending wires up to 0,7 mm. (.028").




**5876-2**

Сгиб проволоки до 0,7 мм.  
Bending wires up to 0,7 mm. (.028").

## Ортодонтические инструменты

### Orthodontic Instruments



## Ортодонтические инструменты

### Orthodontic Instruments

Держатели для брекетов прямого крепления. Самоудерживающиеся с реверсом. Не отходят до того, как брекет прижат.

*Direct Bonding Bracket Holders - self holding with reverse action; will not release the bracket until pressed.*



**2400**  
cm. 13,5

**2402**  
cm. 13,5

**2401**  
cm. 14

Инструмент для  
бандажа  
*Band pusher*



ASA DENTAL 2410 CE

Выталкиватель  
*Band setter with tin insert*



ASA DENTAL 2411 CE

Используется во всех типах  
горячей стерилизации  
*Used in all heat sterilizers*



ASA DENTAL 2412 CE

## Ортодонтические инструменты

### Orthodontic Instruments

#### ■ Инструменты для лигатуры Ligature instruments




1351-1

1350-1

1350-2

#### ■ Инструменты для эластиков Elastic instrument



1352-1




2450

cm. 15,5

Пинцеты для удаления эластиков и разделителей  
Separating pliers for elastics and separators

## Ортодонтические инструменты

### Orthodontic Instruments



## Ортодонтические инструменты

### Orthodontic Instruments



### Ortho-box

Ortho-box

Пластиковый контейнер для съемных зубов. Упаковка из 10 шт.  
Plastic box for removable retainers. Packet of 10



## Ортодонтические щипцы

### Orthodontic Pliers

Лоток для щипцов из нержавеющей стали  
Pliers Tray

S5800

Лоток из нержавеющей стали для щипцов  
стандартных размеров

*Stainless steel pliers tray standard dimensions*

