



ASA DENTAL®

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE STRUMENTI DENTALI
DESIGN AND MANUFACTURING OF DENTAL INSTRUMENTS



*Dove nasce un sorriso...
Where smile rises...*

Слепочные ложки

Impression Trays



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Ложки Слепочные Из Нержавеющей Стали NEW SUPER
с удерживающим краем

"NEW SUPER" stainless steel impression trays with retention rim



U1/L1 XL

U2/L2 L

U3/L3 M

U4/L4 S

U5/L5 XS

NEW SUPER
S2803-10
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2803-U1



XL

2803-U2



L

2803-U3



M

2803-U4



S

2803-U5



XS


		A mm.	B mm.
2803-U1	XL	81	63
2803-U2	L	74	60
2803-U3	M	71	55
2803-U4	S	67	53
2803-U5	XS	65	51

		A mm.	B mm.
2803-L1	XL	80	63
2803-L2	L	78	59
2803-L3	M	76	57
2803-L4	S	72	57
2803-L5	XS	69	50

размеры
sizes



размеры
sizes



XL

L

M

S

XS



2803-L1



2803-L2



2803-L3



2803-L4



2803-L5

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

NEW
super

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные гладкие обычные из нержавеющей стали
“PERMA-LOCK” с удерживающим краем
“PERMA-LOCK” solid regular stainless steel impression trays with retention rim



PERMA-LOCK S2807-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



U1/L1 ○ XXS

U2/L2 ○ XS

U3/L3 ○ S

U4/L4 ○ M

U5/L5 ○ L

U6/L6 ○ XL



PERMA-LOCK S2807-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



PERMA-LOCK S2807-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays



		A mm.	B mm.
2807-U1	XXS	61	47
2807-U2	XS	64	51
2807-U3	S	66	53
2807-U4	M	69	57
2807-U5	L	71	60
2807-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61



2807-L6 2807-L5 2807-L4 2807-L3 2807-L2 2807-L1



■ "PERMA-LOCK" Частичные слепочные ложки
"PERMA-LOCK" partial impression trays



2807-U1P

2807-L1P

**PERMA®
lock**

**ASA
COLOR**

**INOX
18/09**

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Ложки Слепочные Гладкие Обыкновенные Из Нержавеющей Стали "PERMA-LOCK" с удерживающим краем
"PERMA-LOCK" solid regular stainless steel impression trays with retention rim

ANATOMIC

INOX
18/09



ANATOMIC
S2807A-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8

Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



ANATOMIC
S2807A-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2807A-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2807-U6A



XL

2807-U5A



L

2807-U4A



M

2807-U3A



S

2807-U2A



XS



2807-U1A



XXS

		A mm.	B mm.
2807-U1A	XXS	61	47
2807-U2A	XS	64	51
2807-U3A	S	66	53
2807-U4A	M	69	57
2807-U5A	L	71	60
2807-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807-L1	XXS	55	47
2807-L2	XS	60	49
2807-L3	S	72	54
2807-L4	M	74	57
2807-L5	L	76	59
2807-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807-L6



2807-L5



2807-L4



2807-L3



2807-L2



2807-L1



U6/L6
XL

U5/L5
L

U4/L4
M

U3/L3
S

U2/L2
XS

U1/L1
XXS

ANATOMIC

PERMA
lock®

INOX
18/08®

ASA
CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные гладкие обыкновенные из нержавеющей стали без удерживающего края
Solid regular stainless steel impression trays without retention rim



Codicolor INDEX

S2802-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



- U1/L1 XXS
- U2/L2 XS
- U3/L3 S
- U4/L4 M
- U5/L5 L
- U6/L6 XL



S2802-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2802-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2802-U6



XL

2802-U5



L

2802-U4



M

2802-U3



S

2802-U2



XS

2802-U1



XXS


A	B
mm.	mm.

2802-U1	XXS	61	47
2802-U2	XS	64	51
2802-U3	S	66	53
2802-U4	M	69	57
2802-U5	L	71	60
2802-U6	XL	73	62


A	B
mm.	mm.

2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61

размеры
sizes



размеры
sizes



2802-L6



2802-L5



2802-L4



2802-L3



2802-L2



2802-L1



■ Частичные слепочные ложки

Partial impression trays



2802-L2D



2802-L4D



2802-L6D



2802-L2S



2802-L4S



2802-L6S

INOX
18/8

ASA CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали


Stainless Steel Impression Trays

■ "ANATOMIC" ложки слепочные гладкие обычные из нержавеющей стали без удерживающего края

"ANATOMIC" solid regular stainless steel impression trays without retention rim

ANATOMIC

INOX
18/08



ANATOMIC
S2802A-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



Анатомическая форма, чтобы улучшить качество слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve the quality of impression in the fornix area.



ANATOMIC
S2802A-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2802A-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2802-U6A

2802-U5A

2802-U4A

2802-U3A

2802-U2A

2802-U1A



XL



L



M



S





XS



XXS

	A mm.	B mm.	
2802-U1A	XXS	61	47
2802-U2A	XS	64	51
2802-U3A	S	66	53
2802-U4A	M	69	57
2802-U5A	L	71	60
2802-U6A	XL	73	62

	A mm.	B mm.	
2802-L1	XXS	55	47
2802-L2	XS	60	49
2802-L3	S	72	54
2802-L4	M	74	57
2802-L5	L	76	59
2802-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2802-L6



2802-L5



2802-L4



2802-L3



2802-L2



2802-L1



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
 XL L M S XS XXS

ANATOMIC

INOX
18/8

ASA CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные обычные перфорированные из нержавеющей стали "PERMA-LOCK" с удерживающим краем
"PERMA-LOCK" perforated regular stainless steel impression trays with retention rim



Codicolor INDEX

PERMA-LOCK S2804-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



U1/L1 ○ XXS

U2/L2 ○ XS

U3/L3 ○ S

U4/L4 ○ M

U5/L5 ○ L

U6/L6 ○ XL

PERMA-LOCK S2804-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



PERMA-LOCK S2804-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2804-U6



XL

2804-U5



L

2804-U4



M

2804-U3



S

2804-U2



XS



2804-U1



XXS

		A mm.	B mm.
2804-U1	XXS	61	47
2804-U2	XS	64	51
2804-U3	S	66	53
2804-U4	M	69	57
2804-U5	L	71	60
2804-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2804-L1	XXS	55	47
2804-L2	XS	60	49
2804-L3	S	72	54
2804-L4	M	74	57
2804-L5	L	76	59
2804-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6

2804-L5

2804-L4

2804-L3

2804-L2

2804-L1



2804-L2D

2804-L4D

2804-L6D



2804-U1P

2804-L1P



2804-L2S

2804-L4S

2804-L6S

**PERMA[®]
lock**

**ASA
CODICOLOR**

**INOX[®]
18/09**

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Ложки слепочные анатомические перфорированные из нержавеющей стали PERMA-LOCK с удерживающим краем

"PERMA-LOCK ANATOMIC" perforated stainless steel impression trays with retention rim

ANATOMIC

INOX
18/08



ANATOMIC
S2804A-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



Анатомическая форма,
чтобы улучшить качество
слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve
the quality of impression in the
fornix area.

ANATOMIC
S2804A-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2804A-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2804-U6A



XL

2804-U5A



L

2804-U4A



M

2804-U3A



S

2804-U2A



XS



2804-U1A



XXS

	A mm.	B mm.
2804-U1A	XXS	61 47
2804-U2A	XS	64 51
2804-U3A	S	66 53
2804-U4A	M	69 57
2804-U5A	L	71 60
2804-U6A	XL	73 62

	A mm.	B mm.
2804-L1	XXS	55 47
2804-L2	XS	60 49
2804-L3	S	72 54
2804-L4	M	74 57
2804-L5	L	76 59
2804-L6	XL	78 61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804-L6



2804-L5



2804-L4



2804-L3



2804-L2



2804-L1



U6/L6
XL

U5/L5
L

U4/L4
M

U3/L3
S

U2/L2
XS

U1/L1
XXS

ANATOMIC

PERMA®
lock

INOX
18/08

ASA
CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- ложки слепочные обычные перфорированные из нержавеющей стали без удерживающего края
Perforated regular stainless steel impression trays without retention rim

INOX
18/09



Codicolor INDEX

S2801-8

MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



U1/L1 ○ XXS

U2/L2 ○ XS

U3/L3 ○ S

U4/L4 ○ M

U5/L5 ○ L

U6/L6 ○ XL



S2801-12

MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2801-6

MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2801-U6



XL

2801-U5



L

2801-U4



M

2801-U3



S

2801-U2



XS



2801-U1



XXS

		A mm.	B mm.
2801-U1	XXS	61	47
2801-U2	XS	64	51
2801-U3	S	66	53
2801-U4	M	69	57
2801-U5	L	71	60
2801-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2801-L6



2801-L5



2801-L4



2801-L3



2801-L2



2801-L1

■ Частичные слепочные ложки
Partial impression trays



2801-L2D



2801-L4D



2801-L6D



2801-L2S



2801-L4S



2801-L6S

INOX
18/09

ASA
CODICOLOR

Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Слепочные ложки из нержавеющей стали


Stainless Steel Impression Trays

Ложки слепочные анатомические обычновенные
перфорированные из нержавеющей стали без
удерживающего края

"ANATOMIC" perforated regular stainless steel
impression trays without retention rim

ANATOMIC

INOX
18/09



ANATOMIC
S2801A-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



Анатомическая форма,
чтобы улучшить качество
слепков в местах свода.

Anatomically shaped to improve
the quality of impression in the
fornix area.



ANATOMIC
S2801A-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



ANATOMIC
S2801A-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2801-U6A



XL

2801-U5A



L

2801-U4A



M

2801-U3A



S

2801-U2A



XS




2801-U1A



XXS

		A mm.	B mm.
2801-U1A	XXS	61	47
2801-U2A	XS	64	51
2801-U3A	S	66	53
2801-U4A	M	69	57
2801-U5A	L	71	60
2801-U6A	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2801-L1	XXS	55	47
2801-L2	XS	60	49
2801-L3	S	72	54
2801-L4	M	74	57
2801-L5	L	76	59
2801-L6	XL	78	61



U6/L6 U5/L5 U4/L4 U3/L3 U2/L2 U1/L1
XL L M S XS XXS

ANATOMIC



Слепочные ложки - Impression Trays

L1/U1

L2/U2

L3/U3

L4/U4

L5/U5

L6/U6

Ложки слепочные из алюминия

Aluminium Impression Trays

Ложки слепочные перфорированные из алюминия Perforated aluminium impression trays



2800-U6

2800-U5

2800-U4

2800-U3

2800-U2

2800-U1



XL

L

M



S

XS

XXS

	A mm.	B mm.
2800-U1	XXS	63
2800-U2	XS	66
2800-U3	S	68
2800-U4	M	71
2800-U5	L	74
2800-U6	XL	76

	A mm.	B mm.
2800-L1	XXS	56
2800-L2	XS	59
2800-L3	S	72
2800-L4	M	76
2800-L5	L	77
2800-L6	XL	78



XL

L

M

S

XS

XXS



Частичные слепочные ложки Partial impression trays

2800-L2D

2800-L4D

2800-L6D

2800-L2S

2800-L4S

2800-L6S



Цветные алюминиевые слепочные ложки

Aluminium Coloured Impression Trays

Ложки слепочные перфорированные из алюминия с цветовой кодировкой
Aluminium colour-coded perforated impression trays



2814-U4

2814-U3

2814-U2

2814-U1

2814-U0



XL



L



M





S



XS

		A	B
		mm.	mm.
2814-U0	XS	65	51
2814-U1	S	67	53
2814-U2	M	71	55
2814-U3	L	74	60
2814-U4	XL	81	63

		A	B
		mm.	mm.
2814-L0	XS	69	50
2814-L1	S	72	57
2814-L2	M	76	57
2814-L3	L	78	59
2814-L4	XL	80	63



XL

L

M

S

XS



2814-L4

2814-L3

2814-L2

2814-L1

2814-L0

Слепочные ложки - Impression Trays

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Ложки слепочные "HYDRO-LOCK" водоохлаждаемые из нержавеющей стали с удерживающим краем

"HYDRO-LOCK" stainless steel water-cooled impression trays with retention rim



HYDRO-LOCK

S2805-10

MAXI - набор из 10 шт

MAXI set of 10



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2805-U1



XL

2805-U2



L

2805-U3



M

2805-U4



S



2805-U5



XS

		A mm.	B mm.
2805-U1	XL	83	62
2805-U2	L	75	60
2805-U3	M	73	53
2805-U4	S	69	54
2805-U5	XS	68	52

		A mm.	B mm.
2805-L1	XL	82	63
2805-L2	L	81	61
2805-L3	M	78	57
2805-L4	S	74	60
2805-L5	XS	71	53



XL

L

M

S

XS



2805-L1

2805-L2

2805-L3

2805-L4

2805-L5

**HYDRO[®]
lock**

**INOX[®]
18/08**

Слепочные ложки - Impression Trays

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

Ложки слепочные гладкие из нержавеющей стали вогнутые спереди с удерживающим краем



Solid stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

**ANTERIOR DEPRESSED
WITH RETENTION RIM**


INOX
18/8



	A mm.	B mm.		A mm.	B mm.		
2810-U1	L	81	67	2810-L20	L	81	60
2810-U4	M	71	64	2810-L21	M	79	57
2810-U7	S	70	57	2810-L22	S	76	54



S2810-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали вогнутые спереди с удерживающим краем



Perforated stainless steel anterior depressed impression trays with retention rim

ANTERIOR DEPRESSED WITH RETENTION RIM


INOX
18/08



	A mm.	B mm.		A mm.	B mm.		
2809-U1	L	81	67	2809-L20	L	81	60
2809-U4	M	71	64	2809-L21	M	79	57
2809-U7	S	70	57	2809-L22	S	76	54



S2809-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- Ложки слепочные гладкие из нержавеющей стали для готовых протезов с краем


Solid total denture stainless steel impression trays with rim

EDENTULOUS


INOX
18/08



S2808-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



	A mm.	B mm.	A mm.	B mm.	
2808-U61	L	79	70	86	64
2808-U62	M	76	67	70	64
2808-U63	NM	70	64	73	60
2808-U64	S	73	60	70	57
2808-L66					
2808-L67					
2808-L68					
2808-L69					



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays


EDENTULOUS

Ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали для готовых протезов с краем


Perforated-total denture stainless steel impression trays with rim



S2806-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



	A mm.	B mm.		A mm.	B mm.		
2806-U61	L	79	70	2806-L66	L	86	64
2806-U62	M	76	67	2806-L67	NL	70	64
2806-U63	NM	70	64	2806-L68	M	73	60
2806-U64	S	73	60	2806-L69	S	70	57



Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

ложки слепочные перфорированные из нержавеющей стали без удерживающего края для беззубых челюстей

Perforated stainless steel impression trays without retention rim for complete denture

EDENTULOUS



S2813

Набор из 11 предметов и штангеля
для финальных слепков

Set of 11 items and caliper for final
impressions



MB026-1

Циркуль из нержавеющей стали

Stainless steel compass

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2813-U5



L

2813-U4



M

2813-U3



S

2813-U2



XS



2813-U1



XXS

		A mm.	B mm.
2813-U1	XXS	60	50
2813-U2	XS	64	54
2813-U3	S	68	58
2813-U4	M	70	60
2813-U5	L	78	64

		A mm.	B mm.
2813-L1	XXS	60	54
2813-L2	XS	67	55
2813-L3	S	70	56
2813-L4	M	74	58
2813-L5	L	76	60
2813-L6	XL	80	62



XL

L

M

S

XS

XXS



2813-L6

2813-L5

2813-L4

2813-L3

2813-L2

2813-L1

INOX
18/8

Слепочные ложки - Impression Trays

Ложки слепочные из нержавеющей стали - Ehricke

Ehricke Stainless Steel Impression Trays



Для верхней челюсти - For upper jaws
(Fig. 0 для детей - for children)

	A mm.	B mm.
2811-OB 0	59	52
2811-OB 1	66	52
2811-OB 2	71	62
2811-OB 3	71	64
2811-OB 4	80	70



Для нижней челюсти - For lower jaws
(Fig. 0 для детей - for children)

	A mm.	B mm.
2811-UB 0	65	46
2811-UB 1	67	50
2811-UB 2	76	54
2811-UB 3	79	56
2811-UB 4	79	61



Для узкой верхней челюсти
For narrow upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-BS 2	70	54



S2811-1
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10



S2811-3
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10

Ложки слепочные из нержавеющей стали - Ehricke

Ehricke Stainless Steel Impression Trays

INOX
18/081



Для верхней челюсти с частичным
отсутствием зубов

For partially toothed upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-OP 1	62	50
2811-OP 2	70	56




Для нижней челюсти с частичным
отсутствием зубов

For partially toothed lower jaws

	A mm.	B mm.
2811-UP 1	70	55
2811-UP 2	78	59

размеры
sizes



для верхней беззубой челюсти
For edentulous upper jaws

	A mm.	B mm.
2811-OU 1	64	46
2811-OU 2	68	53
2811-OU 3	79	61



для нижней беззубой челюсти
For edentulous lower jaws

	A mm.	B mm.
2811-UU 1	70	48
2811-UU 2	70	53
2811-UU 3	72	57



S2811-2
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6



S2811-4
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8

Плачниковые слепочные ложки

Plastic Impression Trays

■ Одноразовые слепочные ложки

Disposable Impression Trays



Упаковка 24 штуки
каждого размера

Packaging of 24 pieces
each size

	A mm	B mm
2853E-U1	61	49
2853E-U2	65	53
2853E-U3	70	59
2853E-U4	73	63

	A mm	B mm
2853E-L1	61	50
2853E-L2	67	52
2853E-L3	72	56
2853E-L4	74	58



■ Ложки слепочные пластиковые автоклавируемые

Autoclavable Plastic Impression Trays



2852-12

Serie MAXI da 12 pezzi
MAXI set of 12

	A mm	B mm
2852-U1	61	49
2852-U2	65	53
2852-U3	70	59
2852-U4	73	63

	A mm	B mm
2852-L1	61	50
2852-L2	67	52
2852-L3	72	56
2852-L4	74	58



■ Ложки слепочные ортодонтические пластиковые автоклавируемые

Autoclavable Orthodontic Plastic Impression Trays



2850-8

Serie MIDI da 8 pezzi
MIDI set of 8

размеры sizes	A mm	B mm
размеры sizes	A	B
размеры sizes	A	B



	A mm	B mm		A mm	B mm
2850-U1	50	46	2850-L1	52	44
2850-U2	56	51	2850-L2	58	49
2850-U3	59	55	2850-L3	62	53
2850-U4	63	59	2850-L4	66	56

■ РН-нейтральный раствор для облегчения снятия слепочной массы со слепочных ложек и инструментов.
PH Neutral solution to facilitate removal of alginate impression material from impression trays and instruments.

ASA CLEAN



8020

Содержание 1000 ml.
Content 1000 ml.

Слепочные ложки из поликарбоната

Polycarbonate Impression Trays



S2851-24 (2851-U / 2851-L / 2851-U1P)

Набор из 24 поликарбонатных слепочных ложек и измеритель для финальных слепков.

Set of 24 polycarbonate impression trays and compass for final impressions.

автоклавная обработка 140°C макс
Autoclavable max 140°C



	A mm	B mm		A mm	B mm
2851-U1	62	54	2851-U5	70	62
2851-U2	63	58	2851-U6	75	63
2851-U3	64	58	2851-U7	77	64
2851-U4	66	60			

S2851-7

Набор из 7 слепочных ложек из поликарбоната
Set of 7 polycarbonate impression trays.



	A mm	B mm		A mm	B mm		A mm	B mm
2851-L1	57	49	2851-L6	61	57	2851-L11	65	60
2851-L2	58	53	2851-L7	62	57	2851-L12	67	58
2851-L3	60	54	2851-L8	64	55	2851-L13	70	59
2851-L4	61	55	2851-L9	64	59			
2851-L5	61	56	2851-L10	66	57			

S2851-13

Набор из 13 слепочных ложек из поликарбоната
Set of 13 polycarbonate impression trays.



S2851-8

Набор из 8 слепочных ложек из поликарбоната
Set of 8 polycarbonate impression trays

L1C / L1D / L1S
L2C / L2D / L2S
U1P / U2P

	A mm	B mm
2851-U1P	64	63
2851-U2P	67	57
2851-L1C	75	49
2851-L2C	76	53

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

- "NEW SUPER HIGH GRIP" слепочные ложки из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность


"NEW SUPER HIGH GRIP" stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish

HIGH GRIP
SATIN STEEL



● Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.



● увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить экстра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



S2803S-10
MAXI - набор из 10 шт
MAXI set of 10

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2803S-U1



XL

2803S-U2



L

2803S-U3



M

2803S-U4



S

2803S-U5




XS


		A mm.	B mm.
2803S-U1	XL	81	63
2803S-U2	L	74	60
2803S-U3	M	71	55
2803S-U4	S	67	53
2803S-U5	XS	65	51

		A mm.	B mm.
2803S-L1	XL	80	63
2803S-L2	L	78	59
2803S-L3	M	76	57
2803S-L4	S	72	57
2803S-L5	XS	69	50

размеры
sizes



размеры
sizes



XL

L

M

S

XS



2803S-L1

2803S-L2

2803S-L3

2803S-L4

2803S-L5

HIGH GRIP
SATIN STEEL

NEW
super

INOX
18/09

Слепочные ложки - Impression Trays

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

■ PERMA-LOCK HIGH GRIP слепочные ложки перфорированные из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность

"PERMA-LOCK HIGH GRIP" perforated stainless steel impression trays with increased diameter retention rim and internal high grip satin finish

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

INOX
18/08



S2804S-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



S2804S-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2804S-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить экстра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.

Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2804S-U6



XL

2804S-U5



L

2804S-U4



M

2804S-U3



S

2804S-U2



XS



2804S-U1



XXS

		A mm.	B mm.
2804S-U1	XXS	61	47
2804S-U2	XS	64	51
2804S-U3	S	66	53
2804S-U4	M	69	57
2804S-U5	L	71	60
2804S-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2804S-L1	XXS	55	47
2804S-L2	XS	60	49
2804S-L3	S	72	54
2804S-L4	M	74	57
2804S-L5	L	76	59
2804S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2804S-L6



2804S-L5



2804S-L4



2804S-L3



2804S-L2



2804S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA®
lock**

**INOX
18/08**

Слепочные ложки - Impression Trays

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

■ "PERMA-LOCK HIGH GRIP" слепочные ложки гладкие из нержавеющей стали с увеличенным диаметром удерживающего края и внутренним высоким сцеплением глянцевая поверхность

"PERMA LOCK HIGH GRIP" solid stainless steel impression trays with increased diameter retention rim, and internal high grip satin finish


HIGH GRIP
SATIN STEEL

INOX
18/08



Внутренний высокое сцепление глянцевая поверхность.

Internal high grip satin finish.



увеличенный диаметр (2,1 мм) удерживающего края, чтобы обеспечить экстра сцепление.

Increased diameter (2,1 mm.) retention rim to provide extra grip.



S2807S-8
MIDI - набор из 8 шт
MIDI set of 8



S2807S-12
MAXI - набор из 12 шт
MAXI set of 12



S2807S-6
MINI - набор из 6 шт
MINI set of 6

Слепочные ложки из нержавеющей стали

Stainless Steel Impression Trays

2807S-U6



XL

2807S-U5



L

2807S-U4



M

2807S-U3



S

2807S-U2



XS



2807S-U1



XXS

		A mm.	B mm.
2807S-U1	XXS	61	47
2807S-U2	XS	64	51
2807S-U3	S	66	53
2807S-U4	M	69	57
2807S-U5	L	71	60
2807S-U6	XL	73	62

		A mm.	B mm.
2807S-L1	XXS	55	47
2807S-L2	XS	60	49
2807S-L3	S	72	54
2807S-L4	M	75	57
2807S-L5	L	76	59
2807S-L6	XL	78	61



XL

L

M

S

XS

XXS



2807S-L6

2807S-L5

2807S-L4

2807S-L3

2807S-L2

2807S-L1

**HIGH GRIP
SATIN STEEL**

**PERMA
lock**

**INOX
18/08**

Слепочные ложки - Impression Trays